


Cleaved Parp1 P25 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P09874

商品番号: CM0003838



前書き

Cleaved PARP1 p25

ウサギモノクローナル抗体（ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISA用）。ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。アポトーシスおよびDNA修復研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cleaved PARP1 p25 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; Cleaved PARP1 p25
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	142
遺伝子ID	142
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09874
タンパク質分子量	113 kDa
輸送	保冷バッグ