


切断型Parp1 P25 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P09874

商品番号: CM0026600



前書き

ヒトPARP1の切断p25断片に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。DNA修復とアポトーシスにおける中心的酵素であるヒトPARP1を特異的に認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	切断型PARP1 p25 ウサギpAb
備考/別名	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTDI; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	142
遺伝子ID	142
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー</	