

Clec2B ウサギポリクローナル抗体 - Q92478

商品番号: CM0019977

前書き

CLEC2B ウサギポリクローナル抗体 (Q92478) は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトCLEC2Bを検出し、ラットと交差反応します。NK細胞媒介性細胞傷害性および免疫チェックポイント調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC2B ウサギ pAb
備考/別名	AICL; IFN γ 1; CLECSF2; HP10085; CLEC2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9976
遺伝子ID	9976
免疫原	ヒトCLEC2B (NP_005118.2) のアミノ酸40-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q92478
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋