


Clc3 Rabbit Pab - O95833

商品番号: CM0017459



前書き

CLIC3 Rabbit

pAbは、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、およびラットのCLIC3（27kDa）と反応性を示します。塩素細胞内チャネル機能および腫瘍血管新生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLIC3 Rabbit pAb
備考/別名	CLIC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9022
GeneID	9022
免疫原	ヒトCLIC3（NP_004660.2）のアミノ酸87-236に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95833
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスパック