


Clusterinアルファ鎖 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - P10909

商品番号: CM0017915



前書き

ヒトClusterinアルファ鎖（CLU/APOJ/CLI）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットティング、IHC-P、ELISAでの実用性が確認済みで、マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシス、シャペロン、補体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Clusterinアルファ鎖 ウサギpAb
別名	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterin alpha chain
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1191
GeneID	1191
免疫原	ヒトClusterinアルファ鎖（NP_001822.3）のアミノ酸314～449番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10909
タンパク質分子量	52kDa
配送方法	氷袋梱包