


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Cmpk1ウサギポリクローナル抗体 - Pwb, If/Icc, Ip, Elisa - P30085

商品番号: CM0025776



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの高品質なCMPK1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのUMP-

CMPキナーゼを認識し、ピリミジン生合成に関与します。ヌクレオチド代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CMPK1ウサギpAb
備考/別名	CK; CMK; UMK; CMPK; UMPK; UMP-CMPK; CMPK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51727
GeneID	51727
免疫原	ヒトCMPK1 (NP_057392.1) のアミノ酸69-228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30085
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ