

Cnap1 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q15021

商品番号: CM0012461

前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した高品質なCNAP1（CAP-D2/hCAP-D2）ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのコンデンシン複合体サブユニット1を検出し、有糸分裂・染色体凝縮の研究に最適です。タンパク質分子量は157kDa、免疫原は組換えタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNAP1 ウサギmAb
別名	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9918
遺伝子ID	9918
免疫原	ヒトCNAP1（Q15021）のアミノ酸100～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15021
タンパク質分子量	157kDa
発送方法	氷袋梱包