

Wb、Ihc-P、Elisa用Cntn4ウサギMab - Q8Iwv2

商品番号: CM0011285

前書き

CNTN4ウサギmAbは、WB、IHC-P、ELISA用のウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのCNTN4（コンタクチン-4）を検出します。神経突起伸長およびシナプス形成に関与する神経細胞接着分子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNTN4 Rabbit mAb
備考/別名	AXCAM; BIG-2; CNTN4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	152330
遺伝子ID	152330
免疫原	ヒトCNTN4 (Q8Iwv2) のアミノ酸800-900に相当する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8Iwv2
タンパク質分子量	113kDa
配送	アイスバッグ