

WbおよびElisa用Cntn6ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uq52

商品番号: CM0014679

前書き

ヒトCNTN6（Contactin-6、NB-3）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。神経系の発達、オリゴデンドロサイトの生成、およびノッチシグナル伝達の調査に最適です。 - Q9UQ52

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNTN6ウサギpAb
備考/別名	NB3; CNTN6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27255
GeneID	27255
免疫原	ヒトCNTN6 (NP_055276.1) のアミノ酸20-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UQ52
タンパク質分子量	114kDa
配送	アイスバッグ