

DbおよびElisa用補酵素Nadウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0000008

前書き

本補酵素NADウサギモノクローナル抗体（A21047）は種非依存性であり、DBおよびELISAに適しています。NAD補酵素検出における研究用途向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補酵素NAD ウサギmAb
対象種	種非依存性
遺伝子ID	CAS:53-84-9
免疫原	化合物 NAD
起源	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
用途	DB、ELISA
交差反応性	種非依存性
発送方法	氷袋