

ドットブロット(Db)及びElisa用 補酵素Nad ウサギポリクローナル抗体 - Nad

商品番号: CM0023501

前書き

補酵素NADを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ELISAおよびドットブロット(DB)のアプリケーションに適しています。種に依存しない反応性により、多様な生体サンプル中のNADを幅広く検出することができます。代謝および酸化還元研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補酵素NAD ウサギpAb
免疫原	化合物 NAD
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	DB, ELISA
交差反応性	種非依存
発送	氷袋