


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Col2A1ウサギポリクローナル抗体 - P02458

商品番号: CM0012828



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高親和性COL2A1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。軟骨生物学および骨格発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL2A1ウサギpAb
備考・別名	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; COL2A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1280
遺伝子ID	1280
免疫原	ヒトCOL2A1 (NP_001835.3) のアミノ酸1220～1282内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02458
タンパク質重量	142 kDa
輸送	保冷バッグ