

Col4A6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14031

商品番号: CM0022536

前書き

WBおよびELISAでの検証が完了したCOL4A6
ウサギポリクローナル抗体です。ヒトCOL4A6を検出
し、ラットと交差反応します。細胞外マトリックスや
基底膜の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL4A6 Rabbit pAb
別名	DFNX6; DELXq22.3; CXDELq22.3; COL4A6
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1288
GeneID	1288
免疫原	ヒトCOL4A6（NP_001838.2）のアミノ酸1575～1691番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q14031
タンパク質分子量	164kDa
輸送方法	保冷剤