

Col9A2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14055

商品番号: CM0019012



前書き

COL9A2

ウサギポリクローナル抗体（Q14055）は、ヒトコラーゲン α 2(IX)鎖由来の合成ペプチドに対して作出されました。ヒトおよびラット検体を用いたWBおよびELISAに適しており、軟骨、硝子体、細胞外マトリックス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL9A2 ウサギpAb
備考／別名	MED, EDM2, STL5, DJ39G22.4, COL9A2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1298
遺伝子ID	1298
免疫原	ヒトCOL9A2（NP_001843.1）のアミノ酸600～689番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q14055
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	保冷剤