

Col9A3 ウサギポリクローナル抗体（Ihc-PおよびElisa用） - Q14050

商品番号: CM0029381



前書き

COL9A3 ウサギ

pAbは、組換えヒトCOL9A3タンパク質フラグメントに対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。マウスとの交差反応性を有し、IHC-PおよびELISAで検証済みで、軟骨および眼組織におけるコラーゲンIXの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL9A3 ウサギ pAb
備考/別名	IDD, MED, EDM3, STL6, DJ885L7.4.1, COL9A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1299
GeneID	1299
免疫原	ヒトCOL9A3 (NP_001844.3) のアミノ酸445-684に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q14050
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ