


Wb、If/Icc、Elisa用Colgalt1ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nbj5

商品番号: CM0019629



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IF/ICC、ELISAにおける検証済みのCOLGALT1ウサギポリクローナル抗体。コラーゲンの糖鎖付加および三重らせん形成研究を目的として、プロコラーゲンガラクトシルトランスフェラーゼ1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COLGALT1ウサギpAb
備考／別名	BSVD3; GLT25D1; ColGalT 1; COLGALT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79709
遺伝子ID	79709
免疫原	ヒトCOLGALT1 (NP_078932.2) のアミノ酸30～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBJ5
タンパク質分子量	72 kDa
輸送	保冷バッグ