


コラーゲンIV ウサギモノクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

商品番号: CM0012451



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで実証済みのヒトコラーゲンIV（COL4A1,2,3,4）を標的とするウサギモノクローナル抗体。基底膜研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コラーゲンIV ウサギmAb
備考/別名	ATS2; ATS3; BFH2; ATS3A; ATS3B; BSVD; BSVD1; RATOR; PADMAL; COL4A1s
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1285/1282/1284/1286
GeneID	1285/1282/1284/1286
免疫原	ヒトコラーゲンIV（NP_000082.2）のアミノ酸1555～1669番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
タンパク質分子量	162 kDa/161 kDa/168 kDa
発送	保冷剤