


補体C3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01027

商品番号: CM0005745



前書き

マウス補体C3（P01027）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。自然免疫および補体経路研究における研究用として検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補体C3 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ASP; Plp; HSE-MSF; Complement C3
種	マウス
GeneID (ヒト)	718
GeneID	12266
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P01027
タンパク質分子量	186kDa
発送	保冷バッグ