

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 補体C3 ウサギポリクローナル抗体 - P01024

商品番号: CM0028826



前書き

ヒト補体C3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。自然免疫および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Complement C3 Rabbit pAb
備考/別名	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complement C3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	718
遺伝子ID	718
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01024
タンパク質分子量	187kDa
配送	氷袋