

標識 Aif1/Iba1 ウサギモノクローナル抗体 - O70200(マウス),P55008(ヒト)

商品番号: CM0010568

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体は、AIF1/IBA1 (移植片炎症因子1) を標的とし、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を有するWBおよびIF-Pアプリケーションで検証済みです。免疫アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	標識 AIF1/IBA1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	G1, Iba1, AIF-1, D17H6S50E
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	199
遺伝子ID (マウス)	11629
免疫原	合成ペプチド: マウスAIF1/IBA1 (O70200) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O70200 (マウス), P55008 (ヒト)
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ