

フローサイトメトリー用 結合抗Cd31/Pecam1モノクローナル抗体 - Q08481

商品番号: CM0007814

前書き

マウス/ラットCD31/PECAM1を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、内皮細胞と白血球の相互作用研究に適しています。PECAM1接着分子を標的とします。免疫学および血管生物学の研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5175
遺伝子ID (マウス)	18613
免疫原	組換えタンパク質；マウスCD31 (NP_001292086.1) のアミノ酸18-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
配送	氷袋