

Conjugated Anti-Gfap Rabbit Monoclonal Antibody For If-P - P14136

商品番号: CM0008707



前書き

IF-Pで検証済みのConjugated Anti-GFAP Rabbit Monoclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットのGFAPと反応します。神経科学研究におけるアストロサイトマーカーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Conjugated GFAP Rabbit mAb
備考/別名	ALXDRD
種	ヒト
GeneID	2670
免疫原	合成ペプチド（ヒトGFAP (P14136)のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14136
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバック