


結合型 Tom20 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P 対応） - Q15388

商品番号: CM0005837



前書き

ヒトTOM20を標的とする結合型ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-Pでの使用が検証済みです。ミトコンドリアタンパク質輸送およびマイトファジー研究において、ヒト、マウス、ラットのTOM20を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Conjugated TOM20 Rabbit mAb
別名	MAS20, MOM19, TOM20
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9804
GeneID	9804
免疫原	ヒトTOM20 (NP_055580.1) のアミノ酸20～145番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15388
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	氷袋