


WbおよびElisa用Cop1ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nhy2

商品番号: CM0023210



前書き

WBおよびELISAで検証されたCOP1ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ユビキチン化、p53分解、および細胞生存経路におけるCOP1の役割の調査に適しています。ヒトとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COP1ウサギpAb
備考/別名	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200; COP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64326
遺伝子ID	64326
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCOP1（NP_071902.2）のアミノ酸582-731に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHY2
タンパク質分子量	80kDa
配送	アイスバッグ