

Copb1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P53618

商品番号: CM0018628

前書き

ヒトCOPB1（Beta-COP）に対して作製されたウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。コートマーを介したゴルジ体/小胞体輸送および脂質恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPB1 Rabbit pAb
備考/別名	COPB; BARMACS; COPB1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1315
GeneID	1315
免疫原	ヒトCOPB1（NP_057535.1）のアミノ酸460～740番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53618
タンパク質分子量	107kDa
発送方法	氷袋