

Coq9 ウサギ Pab - O75208

商品番号: CM0017368



前書き

ユビキノン生合成において重要な役割を果たすヒトCOQ9に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISA用途でバリデーション済みで、36

kDaのミトコンドリア標的を確実に検出します。ヒトサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COQ9 ウサギ pAb
備考/別名	COQ10D5; C16orf49; COQ9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57017
遺伝子ID	57017
免疫原	ヒトCOQ9 (NP_064708.1) のアミノ酸1〜318に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75208
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	保冷バッグ