


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 Cox Iv ウサギポリクローナル抗体 - P13073

商品番号: CM0030854



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA向けに最適化された本ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのCOX IV (COX4I1) を検証できます。ミトコンドリアおよび酸化リン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX IV ウサギ pAb
備考/別名	COX4; COXIV; COX4-I; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1327
GeneID	1327
免疫原	ヒトCOX IV (NP_001852.1) のアミノ酸23～98番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13073
タンパク質分子量	20kDa
発送	氷袋