

Cox1 ウサギポリクローナル抗体 - Cox1

商品番号: CM0025330

前書き

COX1（シクロオキシゲナーゼ-1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。WB、IF、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。免疫原はマウスCOX1のアミノ酸415-514に相当します。炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	COX1 ウサギ pAb
エイリアス	CoxI; COX1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4512
遺伝子ID (マウス)	17708
免疫原	マウスCOX1 (NP_904330.1) のアミノ酸415-514内の配列に対応する合成ペプチド
宿主種	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	56 kDa
配送	アイスバック