

Wb、If/Icc、Elisa用 ウサギポリクローナル抗Crem抗体 - Q03060

商品番号: CM0027304

前書き

ヒトCREMに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。精子形成、概日リズム、転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREM Rabbit pAb
備考/別名	ICER; CREM-2; hCREM-2; CREM
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1390
GeneID	1390
免疫原	合成ペプチド：ヒトCREM (NP_853549.1) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03060
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	保冷剤