


Crtap ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O75718

商品番号: CM0026498



前書き

ヒトCRTAP（軟骨関連タンパク質）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。コラーゲン水酸化と細胞外マトリックス生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRTAP ウサギ pAb
備考/別名	OI7; CASP; P3H5; LEPREL3; CRTAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10491
遺伝子ID	10491
免疫原	ヒトCRTAP (NP_006362.1) のアミノ酸20-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75718
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ