

Csta Rabbit Pab - P01040

商品番号: CM0030195



前書き

CSTA Rabbit pAbは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、ヒトおよびラットのシスタチンA（UniProt P01040）を認識します。プロテアーゼインヒビターおよび細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSTA Rabbit pAb
備考/別名	AREI; PSS4; STF1; STFA; CSTA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1475
GeneID	1475
免疫原	ヒトCSTA（NP_005204.1）のアミノ酸1-98に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P01040
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバッグ