

Ctcf ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用） - P49711

商品番号: CM0016353



前書き

CTCF ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットの内因性CTCFを検出します。クロマチン生物学、遺伝子制御、3Dゲノム構造研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTCF ウサギ pAb
備考/別名	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10664
GeneID	10664
免疫原	ヒトCTCF (NP_006556.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49711
タンパク質分子量	83 kDa
輸送	保冷バッグ