

Ctrb1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P17538

商品番号: CM0016097

前書き

CTRB1

ウサギポリクローナル抗体（pAb）は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのキモトリプシノーゲンB（CTRB1）を認識します。セリンプロテアーゼ分泌および消化酵素生物学に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTRB1 ウサギ pAb
備考/別名	CTRB; CTRB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1504
GeneID	1504
免疫原	ヒトCTRB1 (NP_001897.4) のアミノ酸79-263に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17538
タンパク質重量	28kDa
配送	保冷バッグ