

Cxcr2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - P25025

商品番号: CM0026529



前書き

ヒトCXCR2（CD182、IL8RB）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。41kDaのタンパク質を検出します。ケモカインシグナル伝達、好中球走化性、炎症反応研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCR2 ウサギ pAb
備考/別名	CD182; IL8R2; IL8RA; IL8RB; CMKAR2; WHIMS2; CDw128b; CXCR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3579
遺伝子ID	3579
免疫原	合成ペプチド ヒトCXCR2 (NP_001548.1) のアミノ酸260-359に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25025
タンパク質分子量	41kDa
配送	保冷バッグ