

Cxcr3-B ウサギ Pab - P49682-2

商品番号: CM0024302

前書き

WB、IF-P、ELISA用のCXCR3-Bウサギポリクローナル抗体。CXCL4/CXCL10を介して血管新生を抑制するケモカイン受容体であるヒトおよびマウスCXCR3-Bアイソフォーム2を認識します。腫瘍学および血管研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCR3-B ウサギ pAb
別名	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2833
遺伝子ID	2833
免疫原	ヒトCXCR3-B(NP_001136269.1)のアミノ酸1〜100領域の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49682-2
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋