


Cxcr7 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P25106

商品番号: CM0005923



前書き

本CXCR7

ウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）はヒトの非定型ケモカイン受容体3を標的としており、癌研究および神経科学研究に適しています。約41 kDaのバンドを検出可能で、ヒトサンプルでの検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CXCR7 ウサギmAb
別名	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	57007
GeneID	57007
免疫原	ヒトCXCR7（NP_064707.1）のアミノ酸263～362番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25106
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤