

Cy3 ウサギモノクローナル抗体 - Cy3

商品番号: CM0005647

前書き

このウサギモノクローナル抗体は、Cy3シアニン色素（CAS 146397-20-8）を標的とし、DBおよびELISAアッセイにおいて種に依存しない反応性を提供します。直接標識または抗色素シグナル生成戦略に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cy3 ウサギモノクローナル抗体
備考 / 別名	Cy3
遺伝子ID (ヒト)	CAS:146397-20-8
遺伝子ID	CAS:146397-20-8
免疫原	Cy3に対応する化学化合物
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	DB, ELISA
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ