

Cy3/Cy5 ウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0005240

前書き

DBおよびELISAアプリケーション用のCy3/Cy5
ウサギモノクローナル抗体。種に依存しない交差反応性を示し、Cy3/Cy5コンジュゲートの普遍的な検出に適しています。ウサギ由来で、免疫測定法の開発および診断用原料供給に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Cy3/Cy5 ウサギモノクローナル抗体
遺伝子ID (CAS)	CAS:146368-15-2
免疫原	Cy5に対応する化合物
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	DB, ELISA
交差反応性	種に依存しない
発送方法	保冷バッグ