


Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用サイクリンB1ウサギモノクローナル抗体 - P14635

商品番号: CM0006441



前書き

WB、IP、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質サイクリンB1ウサギモノクローナル抗体です。G2/M細胞周期移行に必須なヒトサイクリンB1（P14635）と反応し、細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリンB1 ウサギmAb
備考/別名	CCNB; サイクリンB1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	891
GeneID	891
免疫原	合成ペプチド ヒトサイクリンB1（P14635）のアミノ酸334～433番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、IP、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14635
タンパク質分子量	48 kDa
輸送方法	保冷剤