


Cyclin B1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa対応） - P14635

商品番号: CM0020889



前書き

Cyclin B1

ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラット検体中の内在性 Cyclin B1タンパク質を検出します。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。標的はG2/M期移行および有糸分裂の主要制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin B1 ウサギポリクローナル抗体
略称/別名	CCNB; Cyclin B1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	891
GeneID	891
免疫原	ヒトCyclin B1（NP_114172.1）のアミノ酸334～433領域に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14635
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤