

Cyclin D3 ウサギモノクローナル抗体 - P30281

商品番号: CM0005277



前書き

ヒトCyclin D3 (CCND3)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB
およびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットを
認識します。細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin D3 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CCND3; cyclin D3; Cyclin D3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	896
GeneID	896
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30281
タンパク質分子量	33kDa
輸送	氷袋