

WbおよびElisa用Cyclin E1 Rabbit Polymab® - P24864

商品番号: CM0006879



前書き

ヒトCyclin E1

(CCNE1)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期およびがん研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin E1 Rabbit PolymAb®
備考/別名	CCNE1; pCCNE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	898
遺伝子ID	898
免疫原	合成ペプチド ヒトCyclin E1 (NP_001229.1) のアミノ酸300-400内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24864
タンパク質分子量	47 kDa
配送	氷袋