


Cyp11A1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa） - P05108

商品番号: CM0022531



前書き

Westernブロット、免疫蛍光、IHCおよびELISAでバリデーション済みのCYP11A1（P450scc）に対するウサギポリクローナル抗体です。ステロイド産生に必須のミトコンドリアコレステロール側鎖切断酵素である、ヒト、マウスおよびラットのCYP11A1と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP11A1ウサギpAb
備考／別名	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
生物種	ヒト
GeneID	1583
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05108
タンパク質分子量	60kDa
輸送条件	保冷バッグ