

Cyp24A1 ウサギモノクローナル抗体 Ihc-P, If/Icc, Elisa用 - Q07973

商品番号: CM0003087

前書き

IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのCYP24A1
ウサギモノクローナル抗体です。ビタミンD異化作用
とカルシウム恒常性に重要なミトコンドリア酵素であ
るヒトCYP24A1（Q07973）を標的としています。研
究用途のみに限定されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP24A1 Rabbit mAb
備考／別名	CP24, HCAI, CYP24, HCINF1, P450-CC24, CYP24A1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1591
遺伝子ID	1591
免疫原	ヒトCYP24A1（NP_000773.2）のアミノ酸36～410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q07973
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	氷袋