

Wb、Ihc-P、Elisa用Cyp24A1ウサギポリクローナル抗体 - Q07973

商品番号: CM0019745

前書き

WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済みのウサギポリクローナルCYP24A1抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。ビタミンD異化、カルシウム恒常性、ミトコンドリア24-ヒドロキシラーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP24A1ウサギpAb
備考／別名	CP24; HCAI; CYP24; HCINF1; P450-CC24; CYP24A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1591
遺伝子ID	1591
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCYP24A1 (NP_001122387.1) のアミノ酸36～448に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07973
タンパク質分子量	59kDa
配送	保冷バッグ