

Cyp7A1 マウスモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22680

商品番号: CM0006540



前書き

ヒトCYP7A1に対するマウスモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が確認されています。マウスおよびラットと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸86-108）。コレステロール代謝および胆汁酸合成研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP7A1 マウスmAb
備考・別名	CP7A; CYP7; CYPVII; CYP7A1
対象種	ヒト
GeneID	1581 (ヒト)
免疫原	ヒトCYP7A1 (P22680) のアミノ酸86-108に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P22680
タンパク質分子量	58 kDa
輸送方法	保冷剤