


Wb、If/Icc、Elisa用シスタチンCウサギポリクローナル抗体 - P01034

商品番号: CM0014675



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのシスタチンCウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性シスタチンCを検出します。腎機能、アミロイドーシス、プロテアーゼ阻害剤研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	シスタチンCウサギpAb
備考／別名	ARMD11; HEL-S-2; シスタチンC
種	ヒト
遺伝子ID	1471 (ヒト)
免疫原	ヒトシスタチンC (NP_000090.1) のアミノ酸1~146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01034
タンパク質分子量	13 kDa
輸送	保冷バッグ