

チトクロムC ウサギMab - P99999

商品番号: CM0011288



前書き

WB、IHC-P、ELISAに対応する抗チトクロムc
ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのチトクロムc（CYC、HCS、THC4）を検出します。分子量：12kDa。アポトーシスおよびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チトクロムc ウサギmAb
備考/別名	CYC; HCS; THC4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54205
遺伝子ID	54205
免疫原	組換えタンパク質 ヒト チトクロムC（NP_061820.1）のアミノ酸1～105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P99999
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤