

サイトケラチン17 (Krt17) ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q04695

商品番号: CM0014108

前書き

ヒトサイトケラチン17 (KRT17) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット (WB)、免疫蛍光/免疫細胞化学 (IF/ICC)、ELISAに使用できます。マウス、ラットとの交差反応性があります。上皮生物学および皮膚科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン17 (KRT17) ウサギ pAb
備考/別名	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3872
遺伝子ID	3872
免疫原	合成ペプチド ヒトサイトケラチン17 (KRT17) (NP_000413.1) のアミノ酸133-432に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04695
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ