

サイトケラチン18（Krt18）ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P05783

商品番号: CM0003612

前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みのサイトケラチン18（KRT18）ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのKRT18と反応します。上皮細胞生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン18 (KRT18) ウサギmAb
備考/別名	K18; CK-18; CYK18; Cytokeratin 18 (KRT18)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3875
GeneID	3875
免疫原	ヒト・サイトケラチン18（KRT18）(P05783) のアミノ酸250～430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P05783
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	保冷剤